



FEDESA



COMPRESORES  
COMPRESSORS / COMPRESSEURS  
VALORES SEGUROS

O  
D  
O  
N  
T  
O  
L  
O  
G  
Í  
A

# COMPRESORES



## Opciones / Options

- 99B20 Modelo / Model / Modele 30/7  
Tanque / Tank / Réservoir 30 L, 105 L/M,  
230V/50Hz
- 99B20-1 = 99B20, con caja de insonorización /  
Soundproof cabinet / Caisse d'insonorization.
- 99B25 = 99B20, con secador / with airdryer / avec  
dessicateur.
- 99B25-1 = 99B20, con secador y caja de  
insonorización / with airdrier and soundproof  
cabinet / avec dessicateur et caisse  
d'insonorization.
- 99B30 Modelo / Model / Modele 30/15  
Tanque / Tank / Réservoir 30 L, 200 L/M,  
230V/50Hz
- 99B30-1 = 99B30, con caja de insonorización /  
Soundproof cabinet / Caisse d'insonorization.
- 99B35 = 99B30, con secador / with airdryer / avec  
dessicateur.
- 99B35-1 = 99B30, con secador y caja de  
insonorización / with airdrier and soundproof  
cabinet / avec dessicateur et caisse  
d'insonorization.

Compresores sin aceite diseñados especialmente para su uso en odontología, los materiales utilizados son de óptima calidad para una mayor duración, el interior del tanque se ha tratado para evitar la oxidación y contaminación del aire.

*These oilless compressors have been designed purposely for dentistry. The materials used are of the best quality for a long life span. The inside of the tank has been treated to avoid rust and air contamination.*

*Ces compresseurs sans huile on été développés spécialement pour l'odontologie. Les matériaux utilisés sont de la meilleure qualité. L'intérieur du réservoir a été traité pour éviter la rouille et la contamination de l'air.*

Dispone de válvula de seguridad, válvula antirretorno, manómetros para presión de aire del tanque, presión de aire de salida, regulador de presión de salida, electroválvula de descarga, llave de purga, motor de 4 polos clase F.

*It features a safety valve, an anti return valve, pressure manometers for the air tank, outlet air pressure regulator, discharge electrovalve, purge valve and a 4 poles class F motor.*

*Est équipé de, vanne de sécurité, vanne anti retour, manomètre pour la pression du réservoir, pression de l'air de sortie avec régulateur, électrovanne de décharge, vanne de purge et moteur de 4 poles de classe F.*

El funcionamiento es automático, inicia en 5 bar y se detiene en 8 bar.

*It works automatically between 5 and 8 bars.*

*Il fonctionne automatiquement entre 5 et 8 bars.*

Pueden suministrarse bajo demanda con caja de insonorización, en este caso las dimensiones y peso de embalaje son 10 cm y 13 Kg mayores de las descritas.

*On order can be supplied with soundproof cabinet, in that case the dimensions and weight of the case are 10 cm and 13 Kg over the described.*

*Sous commande il peut être fourni avec une caisse d'insonorization. Dans ce cas les mesures et poids sont majorés de 10 cm et 13 kg respectivement.*

Los modelos SCE están equipados con secador de aire de funcionamiento automático.

*The SCE models are fitted with an automatic airdryer.*

*Les modèles SCE sont équipés d'un dessicateur d'air automatique.*

Ref <sup>a</sup>	l/m 5 bar	kW	kg neto	kg bruto	largo (cm)	ancho (cm)	alto (cm)
99B20	105	0,75	37	40	39	57	72
99B25	105	0,75	45	49	39	64	72
99B30	200	1,5	44	47	40	57	72
99B35	200	1,5	52	56	40	64	72



## FEDESA

NUEVA FEDESA, S.A.

Avda. Madrid, nº 45. 28500 ARGANDA DEL REY (Madrid) España

Tel.: 34 - 91 871 23 83, fax: 34 - 91 871 64 88

E-mail: fedesa@fedesa.com - www.fedesa.com